

## 選定療養と自由診療(2022年10月現在)

外観												
	PanOptix/TORIC			Synergy/TORIC			Symphony/TORIC			iSii		
構造	3焦点・回折型 自然視覚レンズ			E O D F + 回折型 連続焦点レンズ			E O D F 焦点拡張レンズ			2焦点・屈折型		
医療適応	選定療養可			選定療養可			選定療養可			選定療養可		
得意な距離	遠見	中間	近見(40cm)	遠見	中間	近見(35cm)	遠見	中間(45~70cm)	近見	遠見	中間(60cm)	近見
	◎	○	○~△	○	○~△	◎	○	○	△	◎	○~△	△~X
グレア・ハローなど	ややあり			あり			強くはないがある程度感じる			感じる方は少ない		
夜間運転	○~△			○~X			△			◎		
PC	○			○			○			○~△		
ゴルフ	○			○			○			○		
読書	○			◎			△~X			X		
スマホ	○			◎			△~X			△~X		
お勧めな人	近見よりも中間~遠見を重視する方 なるべく眼鏡をかけたくない方 近見で多少メガネをかけてもいい方			中間~遠見よりも近見を重視する方 夜間あまり運転しない方 眩しさをあまり気にしない方			近見よりも中間~遠見を重視する方 スポーツする方アクティブな方 近見でのメガネに抵抗ない方			近見よりも中間~遠見を重視する方 夜間の運転・スポーツをする方 近見でのメガネに抵抗ない方		
注意点・注意が必要な人	暗いところでの近くが見えにくい 近視を重視する人 もともと近視のある人			ハローを強く感じる 眩しさが嫌な人 夜間の運転が多い人			近見を重視する人 メガネをかけたくない人 元々近視がある方			近見を重視する人 メガネをかけたくない人 元々近視がある方		

※上記の内容は術後の結果を保証するものではありません。術後の結果には個人差があります。